

お客様各位

2026 年 8 月 3 日


興和株式会社 IOL・機器本部

医療機器製品に関する製品寿命、サポート終了情報のご案内

当社製品をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

医療機器プログラムに対する製品寿命終了(EOL)、サポート終了(EOS)時期をお知らせいたします。

- 当社の医療機器プログラムにおける EOL、EOS と基本方針



サイバーセキュリティに関する製品ライフサイクルのイメージ図

EOL 前	市場における脆弱性情報を監視し、必要と判断した場合はアップデート等の対応や web ページ上での脆弱性情報提供を行います。
EOL 後 (製品寿命終了)	対象製品の生産終了後、原則として以下の年数経過後を EOL といたします。 ・ 耐用年数 5 年の製品の場合・・・ 8 年 ・ 耐用年数 8 年の製品の場合・・・ 10 年 一部製品におきましては、一律の期限ではなく、製造番号やバージョン番号ごとに EOL を付与する場合がございます。詳細は p.3 以降の一覧表でご確認ください。 ≪ EOL～EOS 間の対応 ≫ EOL 経過後はソフトウェア脆弱性に対する製品の変更やアップデートを終了します。 当社は脆弱性情報の市場監視を引き続き行い、必要と判断した場合は web ページ上で脆弱性情報や回避策等の情報を提供いたします。
EOS 後 (サポート終了)	EOL から原則として 6 ヶ月経過後を EOS といたします。一部製品におきましては、一律の期限ではなく製造番号やバージョン番号ごとに EOS を付与する場合がございます。 ≪ EOS 後の対応 ≫ 脆弱性に関する回避策等の情報提供を終了します。 対象製品には新たな脆弱性に対するセキュリティアップデートは提供されないため、サイバーセキュリティリスク低減の観点から、機器の計画的な更新をご検討ください。

注意：関連製品(OS、部品、周辺機器等)や法規制その他の影響によりやむを得ないと判断した場合、
予告なく、もしくは短期間で EOL/EOS を迎える場合がございます。
本ページで示す EOL/EOS 情報は、ハードウェアの保守契約や保守対応状況と異なる場合がございます。

一般名称	販売名	製造番号 / 対象号機	ソフトウェア製品寿命 終了時期 (EOL)	ソフトウェア サポート 終了時期 (EOS)	後継機種	備考
散瞳・無散瞳一体型 眼底カメラ	コーワ VX-20 	—	2023年4月10日	2023年10月10日	なし	対応するOSのサポートが終了したため、サポート終了(EOS)の状態となりました。
	コーワ VX-20 α 	—	2023年4月10日	2023年10月10日		
2D/3D無散瞳眼底カメラ	コーワ nonmyd WX 	31983100***	2026年3月1日	2026年9月1日	なし	
	コーワ nonmyd WX 	32171700***	2028年3月1日	2028年9月1日	なし	
無散瞳眼底カメラ	コーワ nonmyd 8 	—	2027年9月1日	2028年3月1日	なし	
	コーワ nonmyd 8s 	—	2027年9月1日	2028年3月1日	なし	

一般名称	販売名	製造番号 / 対象号機	ソフトウェア製品寿命 終了時期 (EOL)	ソフトウェア サポート 終了時期 (EOS)	後継機種	備考
無散瞳眼底カメラ	コーワ nonmyd AF 	—	2030年9月1日	2031年3月1日	なし	
前房蛋白細胞測定装置 レーザーフレアメーター	コーワ FM-600 	—	2028年9月1日	2029年3月1日	コーワ FM-600 α	
	コーワ FM-700 	—	2031年3月1日	2031年9月1日	なし	
前房蛋白細胞測定装置 レーザーフレアメーター	コーワ FM-600 α 	32187500***	2031年3月1日	2031年9月1日	なし	名称は現在販売中の製品と同一です。 該当品かどうかは製造番号でご確認ください。
非接触式眼圧計 (ノンコンタクトトノメーター)	コーワ KT-980 	—	2030年9月1日	2031年3月1日	なし	
動体視力計	コーワ AS-4F α 	32120100***	2023年4月10日	2023年10月10日	コーワ AS-4F α	名称は現在販売中の製品と同一です。 該当品かどうかは製造番号でご確認ください。

一般名称	販売名	製造番号 / 対象号機	ソフトウェア製品寿命 終了時期 (EOL)	ソフトウェア サポート 終了時期 (EOS)	後継機種	備考
夜間視力計	コーワ AS-14B α 	32120300***	2023年4月10日	2023年10月10日	コーワ AS-14B α	名称は現在販売中の製品と同一です。 該当品かどうかは製造番号でご確認ください。
	コーワ AS-14B α 	32165300***	2023年4月10日	2023年10月10日		
特殊視力検査装置	コーワ AS-28 	—	2023年4月10日	2023年10月10日	なし	
自動視野計	コーワ AP-7000 	—	2023年4月10日	2023年10月10日	コーワ AP-7700	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
	コーワ AP-7700 	32193830***	2023年4月10日	2023年10月10日	コーワ AP-7700	名称は現在販売中の製品と同一です。 該当品かどうかは製造番号でご確認ください。
自動視野計	コーワ AP-7700 	32193440***	2031年7月13日	2032年1月13日		名称は現在販売中の製品と同一です。 該当品かどうかは製造番号でご確認ください。 対応OSのサポート終了に合わせてEOSが設定されています。

一般名称	販売名	製造番号 / 対象号機	ソフトウェア製品寿命 終了時期 (EOL)	ソフトウェア サポート 終了時期 (EOS)	後継機種	備考
画像ファイリングシステム	コーワ VK-2s 	32112800***	2026年4月13日	2026年10月13日	なし	対応OSのサポート終了に合わせてEOSが設定されています。
画像ファイリングシステム	コーワ VK-2s 	32195800***	2028年7月9日	2029年1月9日	なし	対応OSのサポート終了に合わせてEOSが設定されています。
キャプチャーソフト	コーワ K9L-PC71J 	***** (7~8桁)A ***** (7桁)GA	2024年10月14日	2025年4月14日	なし	対応するOSのサポートが終了したため、サポート終了(EOS)の状態となりました。
キャプチャーソフト	コーワ VK-2s キャプ チャーソフト	*バージョン番号 ver.8.*.*以前	—	2023年10月10日	—	名称は現在販売中の製品と同一です。 該当品かどうかは「ツールバー > ヘルプ(H) > バージョン情報」で表示されるバージョン番号からご確認ください。
キャプチャーソフト	コーワ VK-2s nonmyd キャプチャーソフト	*バージョン番号 ver.8.*.*以前	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、サポート終了(EOS)の状態となりました。
キャプチャーソフト	コーワ VK-2s nonmyd キャプチャーソフト	*バージョン番号 ver.8.*.*以前	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、サポート終了(EOS)の状態となりました。

一般名称	販売名	製造番号 / 対象号機	ソフトウェア製品寿命 終了時期 (EOL)	ソフトウェア サポー ト終了時期 (EOS)	後継機種	備考
ビューア	コーワ VK-2s ビュー アースフト	*バージョン番号 ver.8.*.*以前	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
キャプチャーソフト	コーワ VK-2s GENESIS-D キャプ チャーソフト	*バージョン番号 ver.8.*.*以前	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
3D画像解析ソフト	コーワ VK-2WX解析ソフ ト	*バージョン番号 ver.8.*.*以前	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
ファイリングソフト	コーワ VK-D100 DE2 ファイリングソフト	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
ビューアースフト	コーワ VK-D100 DE2 ビューアースフト	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
画像インポートソフト	DR-1α用 画像イン ポートソフト	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。

一般名称	販売名	製造番号 / 対象号機	ソフトウェア製品寿命 終了時期 (EOL)	ソフトウェア サポー ト終了時期 (EOS)	後継機種	備考
キャプチャーソフト	画像抽出ソフト	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
ビューア	WEBビューア	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
	PDT照射領域計算支援ソ フト	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
	動画記録ソフト	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
	動画再生ソフト	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
統合管理ソフトウェア	診察室ビューアソフト (Kisty EX)	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。

一般名称	販売名	製造番号 / 対象号機	ソフトウェア製品寿命 終了時期 (EOL)	ソフトウェア サポー ト終了時期 (EOS)	後継機種	備考
レセコン一体型電子カルテ	Kisty MR	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
	読影ソフト	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
キャプチャーソフト	VK-2	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。
キャプチャーソフト	Portable VK-2	—	—	2023年10月10日	—	対応するOSのサポートが終了したため、 サポート終了(EOS)の状態となりました。