

2018年9月4日

各位

興和株式会社  
興和新薬株式会社

長時間着用しても痛くない※<sup>1</sup>！ 高伸縮性の「やわらか耳ひも」新規採用  
**三次元マスク リニューアル新発売**  
 メディカル発想で実現 高機能&新快適構造

※1 当社従来品比




興和株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：三輪芳弘）は、「機能性」と「快適性」を兼ね備えた「三次元マスク」に耳が痛くない※<sup>1</sup>「やわらか耳ひも」を新規採用し、2018年9月4日よりリニューアル新発売いたします。

通勤・通学時などの外出時に、PM2.5や花粉への対策として、マスクを着用することは一般的になってきました。近年は乾燥対策・寒さ対策の一環など、マスクの着用シーンも多様化が進み、マスクを着用する時間も増える傾向にあるようです。

新しい「三次元マスク」は、伸縮性が高いふんわりとした仕様の耳が痛くない※<sup>1</sup>幅の広い「やわらか耳ひも」を採用し、長時間のマスク着用でもより快適に使用していただけるようになりました。

現行の耳ひも      変更後の耳ひも



## ■ 製品概要

- ・販売名： 「三次元マスク」
- ・サイズ： ふつう M サイズ (90mm × 175mm)  
すこし小さめ M～S サイズ (90mm × 160mm)  
小さめ S サイズ (90mm × 145mm)  
こども用サイズ (82mm × 125mm)
- ・希望小売価格： オープン価格
- ・生産国： 日本 (日本製の素材を使い、日本で製造しています)
- ・取扱い店舗： 全国の薬局・薬店、ドラッグストアなど
- ・主な特長：

### 【機能性】のポイント

- 空気中の微粒子を 99%<sup>※2</sup> カットするダブル捕集フィルター内蔵
- 銀系抗菌フィルターでフィルター表面の菌の増殖を抑制  
(全ての菌に効くわけではありません)
- 形状保持ノーズフィッターとサイドフィットフォルムで、隙間をブロック  
(こども用サイズを除く)

### 【快適性】のポイント

- やわらか耳ひもを新規採用、ふんわりタッチで長時間かけても痛くない<sup>※3</sup>
- ゆったりとした口元空間で息苦しくなく、話し続けてもズレにくく快適
- チクチクしにくい高品質不織布で、長時間の着用も快適
- フォグブロックフィルムが呼気の上昇を防ぎ、メガネのくもりもブロック

※2 PFE (0.0001mm 微粒子のろ過効率)・VFE (ウイルス飛沫のろ過効率)・BFE (咳やくシャミの飛沫のろ過効率)  
透過性試験測定値 (ネルソン研究所)

※3 当社従来品比

**製品サイト URL** <https://hc.kowa.co.jp/3jigen/>

### 製品のお問い合わせ

興和株式会社 お客様相談センター TEL:03-3279-7560

### その他のお問い合わせ

興和株式会社 広報部 TEL:03-3279-7392