

2022年3月1日

各位

興和株式会社

生活テーピング理論で関節の動きをより強かに“しっかり”サポート！

## バンテリョーヴ加圧サポーター

ひじ専用 新発売 / 足くび専用・手くび専用 リニューアル

新発売

リニューアル



ひじ専用



足くび専用(左足用/右足用)



手くび専用

興和株式会社は、日常の動きをしっかりとサポートするテーピング機能付進化形サポーター「バンテリョーヴ加圧サポーター ひじ専用」を2022年3月1日に新発売いたします。同時に「バンテリョーヴ加圧サポーター 足くび専用」「バンテリョーヴ加圧サポーター 手くび専用」は機能性をそのままに快適性を向上してリニューアルいたします。

「バンテリョーヴサポーター」シリーズは2010年の発売以来、テーピング構造を応用した「機能性」と日常生活で使いやすい「快適性」を軸とした生活テーピング理論に基づき、ラインアップを拡充してまいりました。また、テレビCMなどの積極的なプロモーション活動により、9年連続売上No.1ブランド※となっています。

※インテージ SRI サポーター市場 2012年4月～2017年3月 販売金額 ブランド別

インテージ SRI+ サポーター市場 2017年4月～2021年3月 販売金額 ブランド別

「ひじ専用」は過度な伸びやねじれを抑制するとともに、パワーテーピングベルトでパッドを押さえ前腕部を加圧することで、ひじへ伝わる負担を軽減します。「足くび専用」は履きやすいヒールオープン設計を採用し、アーチベルトを伸びやすい仕様にすることで着脱しやすくなりました。「手くび専用」は親指アンカー部を伸びやすい仕様にし、親指への食い込みを抑え、肌あたりを改善するとともに、繰り返し使用によるテーピングベルト部分の毛羽立ちを改善し快適性を向上しました。

不安を感じる部位をより強かに“しっかり”サポートしてくれる「加圧サポーターシリーズ」は、これまで腰用・ひざ専用などをラインアップしてまいりました。今回「ひじ専用」を新たに追加し、「足くび専用」「手くび専用」をリニューアルすることで、今後も生活者の健康サポートを通じて、QOL 向上に貢献してまいります。


### ＜新発売＞バンテリncyーウ加圧サポーター ひじ専用 製品特長

●過度な伸びやねじれを抑制し、ひじの動きをしっかりサポート  
パワーテーピングベルトをひじの内側でクロスして装着することで、過度な伸びやねじれを抑制し重い物を持つ時などの不安感を軽減します。



●前腕部を圧迫し、ひじへ伝わる負担を軽減  
パワーテーピングベルトでパッドを押さえ前腕部を加圧することで、ひじへ伝わる負担を軽減します。

●固定力の調節ができる  
パワーテーピングベルトは面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。



### ＜リニューアル＞バンテリncyーウ加圧サポーター 足くび専用 製品特長

●足首のブレを抑制し、日常の動作をしっかりサポート  
フィギュアエイト<sup>®</sup>型にパワーテーピングベルトを巻き付けることで、足首が外側に曲がり過ぎることを防ぎブレを抑制します。

※かかとを中心に足首に8の字型にテープを巻き、  
足首の過度な動きを抑制するテーピング理論

●固定力の調節ができる  
パワーテーピングベルトは面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。



(右足用)

●快適な使い心地

ヒールオープン設計にすることで着脱がしやすくなりました。  
 パワーテーピングベルトと肌あたりの良いソフトメッシュ  
 インナーを一体化し、高い機能性と快適性を実現しました。



**<リニューアル> バンテリネックワ加压サポーター 手くび専用 製品特長**

●手首や指の過度な動きを抑制し、日常の動作をしっかりサポート


パワーテーピングベルトを巻き付けることで、違和感のある手首をしっかり固定します。

●固定力の調節ができる

パワーテーピングベルトは面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。

●快適な使い心地

肌あたりの良いソフトメッシュインナーを採用し、高い  
 快適性を実現しました。



■製品概要

製品名	バンテリネックワ加压サポーター		
	ひじ専用	足くび専用 (左足用・右足用)	手くび専用
サイズ	ふつう Mサイズ (20~27cm) 大きめ Lサイズ (27~34cm)	M~Lサイズ (22~28cm)	M~Lサイズ (12~19cm)
入り数	1枚入り (左右共用)	1枚入り	1枚入り (左右共用)

色：ブラック

希望小売価格：オープン価格

生産国：日本

取扱い店舗：全国のドラッグストア・薬局・薬店・ホームセンターなど

マウス操作やパソコン作業時に！  
**バンテリニコウツサポーター 親ゆび専用**  
**for e-SPORTS 新発売**



ブラック×ネオンブルー



ブラック×ネオンピンク

興和株式会社は、親指を動かすときの不安をしっかりサポートする「バンテリニコウツサポーター 親ゆび専用 for e-SPORTS」を2022年3月1日に新発売いたします。

マウス操作、スマートフォン操作、パソコン作業など、日常生活において親指を動かす場面は多くあります。「バンテリニコウツサポーター 親ゆび専用 for e-SPORTS」は、親指の不安・違和感を軽減する特殊技術のテーピング機能付進化形サポーターです。

「バンテリニコウツサポーター 親ゆび専用 for e-SPORTS」を新発売することで、今後も生活者の多様なニーズにお応えするとともに、生活者の健康サポートを通じて、QOL 向上に貢献してまいります。

#### ■製品特長



##### ●親指をしっかり固定

親指周りの Y 字型テーピング編みが、指の過度な動きを抑制し、親指の不快感を軽減します。



●手首の左右の動きを抑制

親指側と小指側のサイドサンドウィッチ型テーピング編みが、手首の左右の過度な動きを抑制し、親指の付け根の不快感を軽減します。



●ズレを防ぎ安定させる構造

上下のアンカーが、適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。

■製品概要

製品名：バンテリニューワサポーター 親ゆび専用 for e-SPORTS

色：ブラック×ネオンブルー／ブラック×ネオンピンク／ブラック×ネオンライム  
／ブラック×ネオンオレンジ



サイズ：小さめ～ふつう（S～Mサイズ：17～19cm）

ふつう～大きめ（M～Lサイズ：19～21cm）

入り数：1枚入り（左右共通）

希望小売価格：オープン価格

生産国：日本

取扱い店舗：全国のドラッグストア・薬局・薬店・家電量販店・ハピネスダイレクト（興和の通販サイト）など

長時間着用してもムレにくく、さらっと快適な着け心地！

## バンテリńczyーフ高通気サポーター ふくらはぎアシスト 新発売



興和株式会社は、長時間着用してもムレにくく、ふくらはぎをカづけて日常生活の動きをしっかりサポートする「バンテリńczyーフ高通気サポーター ふくらはぎアシスト」を2022年3月1日に新発売いたします。ウォーキング中、家事中、立ち仕事やデスクワーク中などにお使いいただくことで、脚の運びをラクにしてくれます。

吸水速乾素材を採用し、ムレにくく、さらっと快適な着け心地の「バンテリńczyーフ高通気サポーター ふくらはぎアシスト」を新発売することで、今後も生活者の多様なニーズにお応えするとともに、生活者の健康サポートを通じて、QOL向上に貢献してまいります。

### ■製品特長

#### ●ムレにくく、さらっと快適


サポーター着用時の不快なムレを抑えるために、一部に薄くて通気性の良いドライメッシュ編みを採用。また、快適性を高めるため肌側には吸水速乾素材を採用しました。テーピング機能を維持しながら、長時間着用してもムレにくく、さらっと快適に使用できます。

●ふくらはぎをカづけて、脚を軽く

X字型構造によって腓腹筋の働きをサポートし、脚の動きをスムーズにします。腓腹筋のブレを抑制することで脚の動きが安定し、歩きやすくなります。

●適度な締め付けでズレにくい

上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がりやズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。



■製品概要

製品名：バンテリニューウ高通気サポーター ふくらはぎアシスト

色：シルバークレー

サイズ：ふつうMサイズ（32～37cm）／大きめLサイズ（37～42cm）

入り数：2枚入り（左右共通）

希望小売価格：オープン価格

生産国：日本

取扱い店舗：全国のドラッグストア・薬局・薬店・ホームセンターなど

**製品サイト URL**     <https://hc.kowa.co.jp/vantelin/supporter/>

**製品のお問い合わせ**

興和株式会社 お客様相談センター     TEL:03-3279-7560

**その他のお問い合わせ**

興和株式会社 広報部     TEL:03-3279-7392